



Empfohlene Infusionssets bei Einstellung auf t:slim X2™ Insulinpumpe

		t:slim X2 Infusionssets		Bisher verwendete Infusionssets			
				Medtronic	YPSOMED		Sonstige
Teflonkanüle	90°	Einführhilfe integriert	AutoSoft™ 90	MiniMed™ Mio™ Advance			Cleo™ 90
				Mio™ Advance			Inset™ II
	Einführhilfe separat	AutoSoft™ 90	MiniMed™ Quick-set™	mylife™ YpsoPump® Orbit® soft	Accu-Chek® FlexLink	Soft-Release-O™	
			Quick-set™	mylife™ Orbit® soft	Accu-Chek® Insight Flex		
	30°	Einführhilfe integriert	AutoSoft™ 30	MiniMed™ Mio™ 30			Inset™ 30
15-45°		VariSoft™			Accu-Chek® Insight Tender	Soft-Release ST	
					Accu-Chek® TenderLink		
Stahlkanüle	90°		TruSteel™	MiniMed™ Sure-T™	mylife™ YpsoPump® Orbit® micro	Accu-Chek® Rapid-D Link	Easy-Release
				Sure-T™	mylife™ Orbit® micro	Accu-Chek® Insight Rapid	Superline-ST
							Superline-D
							Contact™ detach