



Mit der t:simulator™ App, die Funktionen der t:slim X2™ Insulinpumpe einfach und gefahrlos kennenlernen

- Pumpeneinstellungen und Bolusrechner testen
- Basal-IQ™ Technologie simulieren
- Neueste Features kennenlernen, bevor Sie sich für einen Pumpenwechsel entscheiden


t:simulator App herunterladen

Suchen Sie im App-Store nach „t:simulator App“ oder scannen Sie den QR-Code. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone.



Die t:simulator App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar.

t:simulator App öffnen



Simulation **Starten** /
Pumpenfunktionen testen

kurze Erklärungen der
wichtigsten Funktionen

Erläuterung der
Basal-IQ™ Technologie

Informationen zur t:slim X2

Sie können die Pumpenfunktionen sowohl mit der Einstellung mg/dl als auch mmol/l testen. Zum Starten der Simulation tippen Sie einfach auf den jeweiligen t:slim X2 Pumpen-Simulator.

Mit Hilfe der Funktion „Werkzeuggestips“ erhalten Sie Erklärungen zu den wichtigsten Funktionen. Aktivieren Sie die Funktion, wenn Sie die App das erste Mal verwenden.

Allgemeiner Hinweis: Wenn Sie 3x hintereinander einen nicht aktiven Bereich auf dem Bildschirm drücken, schaltet sich zum Schutz vor ungewollten Einstellungen der Bildschirm ab und Sie müssen die Simulation erneut starten.


Die t:simulator App ersetzt nicht die Einweisung in die t:slim X2 Insulinpumpe. Unser Team schult und unterstützt Sie bei der Anwendung der t:slim X2. Antworten zu Ihren Fragen und weitere Informationen zur t:slim X2 Insulinpumpe finden Sie in unseren Supportmaterialien und auf unserer Website.

CGM-Bildschirm



Bildschirmsperre: Zum Entsperren des Bildschirms 1, 2, 3 drücken.

Status: Anzeige der aktuellen Einstellungen. Zum Aufrufen des Statusbildschirms **B** drücken.



Glukosezielbereich: Grafische Darstellung der Sensormesswerte, der Grenzen für hohe und niedrige Glukosewerte. Sensormesswerte über oder unter den eingestellten Grenzwerten werden entsprechend farbig markiert.

Basal-IQ Simulation

Zum Starten auf „Basal-IQ simulieren“ drücken. Die Simulation kann mehrfach hintereinander gestartet werden.

Unterbrechung der Insulinabgabe





VitalAire GmbH

diabetes@vitalaire.de



0800 / 100 16 44

gebührenfrei

die-clevere-insulinpumpe.de

